

FEZES PARA PESQUISA DE OXIÚRUS (Enterobius vermiculares)

Revisão 0.2

FUNDAMENTOS PARA QUE O EXAME SEJA CORRETO

MATERIAL: Colhido da região anal.

RECIPIENTE: Fita durex transparente com 2 lâminas ou swab sem gel.

As lâminas e o swab são fornecidos pelo Laboratório, porém os adquiridos em outros laboratórios clínicos também poderão ser utilizados.

PROCEDIMENTO PARA FITA DUREX TRANSPARENTE:

Com a mão esquerda o operador abre a prega anal do paciente e com a mão direita aplica a parte gomada (adesiva) da fita durex transparente na região anal, exercendo pressão suficiente para assegurar contato amplo e perfeito da fita com a área de exame. Em seguida, o operador deve remover a fita e distende-la com a face adesiva sobre a lâmina, de modo que fique bem aderida, lisa e sem bolhas de ar. Em seguida levar a lâmina com o material colhido ao Laboratório.

Para coleta em crianças o ideal é que a fita durex seja aderida à noite e retirada na manhã do dia seguinte.

PROCEDIMENTO PARA SWAB:

Com a mão esquerda o operador abre a prega anal do paciente e com a mão direita encosta o swab na região anal, exercendo leves movimentos de rotação suficiente para assegurar contato amplo e perfeito do swab com a área de exame. Em seguida levar o swab ao Laboratório.

OBSERVAÇÕES:

1. A fita durex deve ser transparente;
2. O melhor período para a coleta é ao despertar, pela manhã.
3. Caso o paciente faça uso de algum medicamento o mesmo só deverá ser suspenso com autorização do médico.

Horários de Funcionamento: 2ª à sábado: 06:30 às 19 horas / URGÊNCIA – 24 horas

Endereço: Rua Angélica Mota, 137 Olaria – Rio de Janeiro – RJ
CEP 21.021-490 (PABX) 3977.2000 Recepção: 3977.2126 e 3977.2127

Home page: www.hospitalbalbino.com.br

Email: laboratório@hospitalbalbino.com.br