

URINA INFANTIL COM SACO COLETOR

Revisão 0.2

FUNDAMENTOS PARA QUE O EXAME SEJA CORRETO

MATERIAL: Urina

RECIPIENTE: "Saquinho" coletor fornecido pelo Laboratório. Os "saquinhos" adquiridos em farmácias ou fornecidos por outros laboratórios clínicos também poderão ser utilizados.

PROCEDIMENTO:

Após a higiene adequada, com gaze esterilizada, água e sabão ou soro fisiológico, colocar o "saquinho" coletor conforme descrito abaixo:

- Destacar a película protetora da fita adesiva, iniciando por uma das suas extremidades;
- Retire toda a película inclusive o orifício (oval ou circular) pelo qual entrará a urina a ser coletada;
- Aplicar o coletor na área apropriada, aderindo à parte adesiva na pele com suave compressão;
- Substituir o "saquinho coletor" caso a coleta não se conclua em até uma hora evitando o risco de contaminação.



- Após a coleta, retirar e dobrar a sua parte superior de tal modo a obter um fechamento completo do "saquinho" coletor.



OBSERVAÇÃO:

1. O saco coletor deverá ser trocado de 30 em 30 minutos (em casos de Cultura), até a obtenção da amostra. Caso seja somente EAS não será necessário trocar o saco coletor, exceto, se a criança defecar. Nesse caso uma nova higiene com água e sabão deverá ser feita antes de colocar o outro saco coletor;
2. Manter o "saquinho" na geladeira (não congelar) até ser entregue no Laboratório. Manter na geladeira por, no máximo, uma hora;
3. O tempo de percurso até o laboratório deverá ser inferior à uma hora em temperatura ambiente. Sendo superior, o armazenamento e o transporte deverá ser realizado em temperatura refrigerada em frasco, isopor ou sacola contendo algumas pedras de gelo. Não colocar gelo dentro do "saquinho";
4. Caso o paciente faça uso de algum medicamento o mesmo só deverá ser suspenso somente com autorização do médico.

Horários de Funcionamento: 2ª à sábado: 06:30 às 19 horas / URGÊNCIA – 24 horas

Endereço: Rua Angélica Mota, 137 Olaria – Rio de Janeiro – RJ

CEP 21.021-490 (PABX) 3977.2000

Recepção: 3977.2126 e 3977.2127

Home page: www.hospitalbalbino.com.br

Email: laboratório@hospitalbalbino.com.br